

Getting start with Qsep₁₀₀

Document No.: F0001
Ver.A-201706



毛細管卡匣

內容清單

空氣泵浦



Qsep₁₀₀

電源供應器

軟體金鑰

USB 連接線

安裝 Qsep₁₀₀

1. 將空氣幫浦開箱並連結空氣幫浦與輸氣管線 (接頭部分以紅色方框表示)



2. 請先將空氣幫浦接上電源 (*請確定當地電壓與空氣幫浦相匹配)



泵浦開關

3. 接上電源供應器



4. 使用USB連結線接上電腦



5. 連結氣管線並開啟幫浦電源



6. 移除保護泡棉



您的 Qsep₁₀₀
已可以開始使用